

# Actimove® TaloCast-AirGel

Orthèse de cheville fonctionnelle  
avec coussins d'air gonflables et inserts de gel

- **Inserts de gel pour cryothérapie :**  
aide à réduire l'œdème et la douleur
- **Coussins d'air gonflables séparément :**
  - Circulation de l'air à l'intérieur des coussins : effet massant, réduction de l'œdème
  - Double couche de mousse à l'intérieur des coussins au niveau de la cheville : meilleure protection contre les points de pression, confort maximum
- **Coloris bleu et noir : orthèse discrète**



## En indication...

- Lésion ligamentaire de la cheville (élongation, déchirure partielle)
- Traumatologie de la cheville de type inversion, éversion ou distorsion (entorses bénignes et moyennes)
- Instabilité chronique de la cheville
- Œdème au niveau de la cheville

**Actimove® TaloCast-AirGel peut aussi être utilisée en prévention ou à la suite d'un plâtre**



**aussi pour les juniors !**

Voir notre guide spécial «juniors» en page 63

## En plus...

- Stabilisation sécurisée et renforcée grâce aux sangles auto-agrippantes dans les deux sens et à 360°
- Design fin et anatomique: permet au patient de porter l'attelle avec tous types de chaussures et ainsi de retrouver rapidement une activité normale
- Talonnette ajustable en hauteur se fixant par bande auto-agrippante sur les coques malléolaires
- L'attelle peut être placée dans le réfrigérateur



## Mise en place

Placer l'orthèse dans le congélateur pendant au moins 30 minutes. Pour obtenir un résultat optimal en cryothérapie, appliquer l'orthèse avec des inserts de gel réfrigérés plusieurs fois par jour.

1. S'asseoir et poser le pied recouvert d'une chaussette à plat sur le sol de manière à obtenir un angle à 90° entre le sol et la jambe.
2. Ouvrir les sangles de la talonnette à l'extérieur de l'orthèse et préréglager la largeur.
3. Placer votre pied entre les deux coques latérales suivant le sens de l'empreinte de pied imprimée sur la talonnette. Ajuster la talonnette en serrant les sangles à l'extérieur de l'orthèse.
4. Commencer par serrer la sangle inférieure.
5. Serrer la sangle supérieure dans la direction opposée.
6. Régler l'orthèse en rapprochant les deux côtés à l'aide d'une main et en serrant les sangles jusqu'à ce qu'un niveau de soutien confortable et sûr soit atteint. Si nécessaire, réajuster les sangles de la talonnette.
7. Enfiler une chaussure de sport ou tout autre type de chaussure de bon maintien.
8. Les coussins d'air sont pré-gonflés et ne nécessitent en principe aucun réglage. Se reporter à la fiche technique ou le mode d'emploi pour régler le volume d'air.

## Actimove® TaloCast-AirGel

| Modèle   | Code produit | ACL**   | EAN13         |
|--|--------------|---------|---------------|
| <b>Adulte (taille du patient &gt; 1 m 62)</b>  |              |         |               |
| Modèle droit                                   | 73088-23     | 6014931 | 4042809233087 |
| Modèle gauche                                  | 73088-24     | 6014948 | 4042809233100 |
| <b>Trainer (taille du patient &lt; 1 m 62)</b> |              |         |               |
| Modèle droit                                   | 73088-25     | 6014977 | 4042809233124 |
| Modèle gauche                                  | 73088-26     | 6014836 | 4042809233148 |



Conforme LPPR 2107972

Tarif de remboursement : 27,44 €  
(tarif susceptible de modification)

# Actimove® TaloCast

Orthèse de cheville fonctionnelle

- Evidements asymétriques des coques : respect anatomique des malléoles
- Talonnette ajustable en hauteur se fixant par bande auto-agrippante sur les coques malléolaires : adapté à toutes les hauteurs de talon, ajustement facile
- Garnitures internes en mousse amovibles et lavables : confort et hygiène du patient



## En indication...

- Traumatologie de la cheville
- Entorses latérales bénignes à moyennes
- Instabilité chronique de la cheville



## En plus...

- 2 coques malléolaires plastiques latérales maintiennent fermement l'articulation grâce à leur excellente résistance à la déformation
- La coque marquée « OUT » doit être placée sur le côté externe de la cheville et la coque marquée « IN » sur le côté interne
- 2 sangles à bande auto-agrippantes permettent un réglage et un serrage précis de l'orthèse
- 2 coussinets protecteurs (tibia et/ou tendon d'Achille) ajustables et repositionnables
- Lavable à 30°C
- Disponible en taille junior
- Coloris bleu foncé : orthèse discrète

## Mise en place

1. Après avoir choisi votre attelle selon le côté atteint (droit ou gauche), ajuster la talonnette sur les deux montants des coques en fonction de la largeur du talon et fixer les deux sangles auto-agrippantes.
2. Installer les deux coques malléolaires de part et d'autre de la cheville, les malléoles interne et externe du patient devant être positionnées dans les évidements. Positionner la coque marquée IN du côté interne, et la coque marquée OUT du côté externe de la jambe.
3. Mettre en place les sangles dans les boucles puis régler la sangle inférieure.
4. Enfiler la chaussure.
5. Régler la sangle supérieure pour finaliser le serrage complet des deux coques de l'orthèse.
6. Pour ajuster le maintien, répéter les opérations 2 et 4.

## Actimove® TaloCast

| Modèle  | Code produit | ACL**   | EAN13         |
|---|--------------|---------|---------------|
| <b>Adulte (Taille du patient &gt; 1 m 52)</b> |              |         |               |
| Modèle droit                                  | 73088-32     | 7874972 | 4042809117684 |
| Modèle gauche                                 | 73088-31     | 7874989 | 4042809117653 |
| <b>Junior (Taille du patient &lt; 1 m 52)</b> |              |         |               |
| Modèle droit                                  | 73088-19     | 4479821 | 4042809221107 |
| Modèle gauche                                 | 73088-20     | 4479838 | 4042809221121 |



**aussi pour les juniors !**

Voir notre guide spécial «juniors» en page 63



Conforme LPPR 2107972

Tarif de remboursement : 27,44 €  
(tarif susceptible de modification)